



Der ALPS AK-Gel Liner wurde mit den gleichen Gel-Eigenschaften konzipiert wie unser Easyliner. Extra entwickelt für Oberschenkel - und aktive Unterschenkel - Amputierte, bietet der ALPS AK - Gel Liner 80% weniger Längsdehnung als unsere Easyliner. Dadurch wird mehr Kontrolle und Stabilität erreicht.

Besonderheiten des AKDT - Gel Liners von ALPS:

- Limitierte Längsdehnung reduziert die Bewegung überschüssigen Gewebes
- Hohe Querdehnung, um eine optimale Passform zu garantieren
- Breiteres distale Ende, um das Anziehen zu erleichtern
- Grösse des distalen Endes verhält sich proportional zur Linergrösse

PRODUKT-Nr.

AKDT-XX-6

AKDT-XX-3

AK - GEL LINER

AK Liner mit distalem Anschluss, 6 mm dick


AK Liner mit distalem Anschluss, 3 mm dick

XX bezeichnet die Grösse. Für Details beachten Sie bitte die Abbildungen und die Größentabelle auf der Rückseite.



ALPS South Corporation, Niederlassung Deutschland,
Karlstr. 35 D-80333 München
Tel +49 711 55 36 52 71
Fax +49 711 34 55 24 99
www.alpsgermany.com
info@alpsgermany.com

AK-Gel Liner AKDT Querschnitte
3 mm und 6 mm



AK- Gel Liner AKDT. Größentabelle
Maß nehmen 6 cm oberhalb Stumpfende

Gemessener Umfang (cm)	3 mm	6 mm
16-19 cm	AKDT16-3	AKDT16-6
20-23 cm	AKDT20-3	AKDT20-6
24-25 cm	AKDT24-3	AKDT24-6
26-27 cm	AKDT26-3	AKDT26-6
28-31 cm	AKDT28-3	AKDT28-6
32-37 cm	AKDT32-3	AKDT32-6
38-43 cm	AKDT38-3	AKDT38-6
44-53 cm	AKDT44-3	AKDT44-6

Größenbestimmung

Maß nehmen 6 cm oberhalb Stumpfende

